

DIPHOTERINE®

FØRSTEHJELP VED KJEMISKE ULYKKER

Ofte handler det om sekunder før permanent skade oppstår. Det kan ta altfor lang tid og nå en nøddusj og prøve å vaske bort sterke kjemikalier med vann. Vann har dessuten et begrenset evne til å fortynne og mangler nøytraliserende egenskaper som gjør behovet for kontinuerlig skylning i lang tid for å nå den ønskede effekt. I løpet av denne tiden pågår det kjemiske angrepet.

Med en umiddelbar nøytralisering kan vi stoppe kjemikalien før den fører til varig skade. Vi får også en tryggere behandling av den tilskadekomne når også klærne er nøytralisert, samtidig som det forenkler senere rengjøring av overflater og materialer.



UNIK SKYLLEVÆSKE

Diphoterine® er en enestående skyllevæske til førstehjelps bruk, som raskt og effektivt nøytraliserer både syrer og baser, som saltsyre, svovelsyre og natriumhydroksyd (lut). Diphoterine® er også effektiv mot løsemidler, oksidanter og chelaterare, og er testet som effektive mot over 1.100stk kjemikalier.

Diphoterine® består av et skreddersydd molekyl som effektivt tiltrekker seg og nøytraliserer kjemikalierne. Takket være sine amfotere og hypertonske egenskaper er det trygt å bruke på alle kjemikalier da den hindrer inntrengning av skadelige kjemikalier og bidrar til å trekke ut kjemikalier som allerede har trengt inn i vevet.

MÅLRETTET BEHANDLING

Diphoterine® kommer i flere utførelser og kan brukes over hele kroppen; på huden, i øynene, i munnhule og i ørekanalen. Det er en CE-merket medisinteknisk produkt som er godkjent som substitutt for øye- og nøddusj ifølge EN151543 / 4 og den positive effekten er vitenskapelig og praktisk belagt i den svenske arbeidsmiljørapport 2010:6.



HURTIGFAKTA

For behandling ved kjemiske ulykker.

CE CE-merket medisinteknisk produkt.

Godkjent substitutt for faste øye- og sikkerhetsdusjer i samsvar med EN 15154-3/4.

Effektiv mot over 1.100stk kjemikalier.

Like effektiv mot syrer som mot baser.

Kan brukes i øynene, på huden, i munnen og ørekanalen.

Kun engangsbruk.

Holdbarhet 2 år.

“DE FLESTE ULYKKER SKJER IKKE, VI LAR DEM SKJE...”

DIPHOTERINE®

PRODUKTOVERSIKT



DIPHOTERINE® SIEW

Art. nr 99-2-01

Diphoterine® SIEW 50 ml er en bærbar øyevask som er ment for å begynne umiddelbar førstehjelp, og nøytralisere kjemikalier i øyet innen 10 sekunder etter en kjemikaliesprut. Kan kombineres med tilhørende skinnhylster med klips for montering f.eks. i beltet.



DIPHOTERINE® MINI OG MICRO

Art. nr 99-2-03 / 99-2-02

Diphoterine® Mini (200 ml) og Micro (100 ml) er sprayflasker utviklet for å begynne førstehjelpsbehandling og for nøytralisering av en mindre kroppsdel (f.eks., ansiktet eller armen) innen 60 sekunder etter en kjemikaliesprut. Kan kompletteres med tilhørende veggfeste og skinn hylster.



DIPHOTERINE® FLASKE

Art. nr 07-2-26

Diphoterine® 500 ml flaske er ment å påbegynne førstehjelpsbehandling og nøytralisere kjemikalier i øyet innen 60 sekunder etter en kjemikaliesprut. Kan suppleres med medfølgende bæreveske (kombinert midje eller skulderveske).



DIPHOTERINE® POSE

Art. nr 99-2-25

Diphoterine® 500 ml pose med tilhørende slangeklemme og øyekopp. Ment for å begynne førstehjelpsbehandling og nøytralisering av kjemikalier i øyet innen 60 sekunder etter en kjemikaliesprut. Diphoterine® posen anbefales for helsevesenet. Kan suppleres med medfølgende bæreveske (kombinert midje eller skulderveske).



DIPHOTERINE® SKYLLESTASJON

Art. nr 11-2-27

Den veggmonterte skyllestasjonen inneholder 2stk 500 ml flasker med Diphoterine® til nøytralisering og skylling av eventuell sprut i øynene, og en 200 ml Diphoterine® Mini-sprayflaske for mindre sprut på huden (f.eks. ansiktet eller armen). Kan kompletteres med holder til nøytraliserende pulver Trivorex 800gr.



DIPHOTERINE® DAP

Art. nr 99-2-75

Diphoterine® DAP 5L er en frittstående, bærbar dusj som er designet for å nøytralisere og vaske bort en større kjemikaliesprut over hele kroppen. Behandlingen må starte innen 60 sekunder etter at ulykken inntraff.

TILBEHØR OG RESERVEDELER

Diphoterine DAP 5L, for utskifte etter bruk	Automatisk bærbar dusj, plate, holdbarhet 2 år, overskyllingsdusj for hele kroppen	Art.nr: 99-2-76	Lærhylster til 50 ml Diphoterine	Lærhylster for Diphoterine 50 ml SIEW, festes til beltet	Art.nr: 07-0-01
Diphoterine DAP 5L, for utskifte etter utløpsdatoen	Automatisk bærbar dusj, plate, holdbarhet 2 år, overskyllingsdusj for hele kroppen	Art.nr: 99-2-77	Lærhylster til 100ml Diphoterine	Lærhylster for Diphoterine 100 ml Micro, festes til beltet	Art.nr: 01-0-02
Beskyttelseskabinett DAP 5L	Beskyttelseskabinett, plast, egnet for både Diphoterine og Hexafluorine. Også tilgjengelig med en oppvarming (V) /EXklassat. (VEX)	Art.nr: 03-0-60 03-0-60V 03-0-60VEX	Lærhylster til 200ml Diphoterine	Lærhylster for Diphoterine 200 ml Mini, festes til beltet	Art.nr: 01-0-03
Midje/Skulderveske for 500ml Diphoterine	Midje/Skulderveske i stoff for Diphoterine 500 ml pose eller 500 ml flaske	Art.nr: 07-0-26	Veggholder til 100/200ml Diphoterine	Veggholder i plast, oransje. For 1stk 100 ml eller 200 ml Diphoterine sprayboks	Art.nr: 10-0-03

Ny DAP inkluderer beskyttelsesskap, saks, hansker og et skilt med øyesymbol. Hver DAP har en bestemt nummer-id. Reserve-DAP inkluderer saks og hansker.



Medical Care System produserer og distribuerer lett tilgjengelige førstehjelpsprodukter av høy kvalitet, for rask og effektiv behandling, til behandling av kjemiske og termiske brannskader i øynene og over hele kroppen. Vi gjennomfører også kundetilpasset risikovurdering og opplæring, for å dele kunnskap om kjemiske og termiske risikoer, om hvordan du kan unngå dem, og om den beste måten å hjelpe skadde på i tilfelle ulykke. www.medicalcare.se