

Produktblad

Afspænding til Plast

Stadsings Afspændingsmiddel til Plast er et afspændingsmiddel, specielt udviklet til at forhindre dråbedannelser på plastik efter opvask.

Anvendelsesområder:

Til afspænding af skyllevand.

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

Brugsanvisning:

Doseres gennem automatisk doseringsanlæg

Dosering:

1-2 ml til 10 liter vand.

Emballageform:

6 x 1 liter (vmnr. 11670)

2 x 5 liter (vmnr. 21552)

Tilstandsform:

Flydende.

Holdbarhed:

2 ½ år før åbning

1 år efter ibrugtagning.

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.



STADSING
Clean Knowledge. Safe Solutions.